

Status de relatório CLDN18.2 por IHC

Desenvolvido de forma colaborativa pelo Comitê de Especialistas em CLDN18.2, o modelo a seguir pode ajudá-lo a gerar e integrar relatórios de CLDN18.2 em seus protocolos atuais.

Algoritmo de pontuação

Percentagem de células tumorais que demonstram coloração membranosa específica para CLDN18 moderada a forte (2+/3+).

Percentagem de células tumorais com coloração membranosa

Células tumorais com coloração moderada (2+): _____ %

Células tumorais com coloração forte (3+): _____ %

Total de células tumorais com coloração moderada a forte (2+/3+): _____ %
(Soma de 2 linhas acima)

Método de ensaio CLDN18.2 (Expressão de proteínas por imuno-histoquímica)

(Selecione um)

Teste aprovado pela ANVISA: _____
(Especificar teste/fornecedor)

Teste desenvolvido em laboratório: _____
(Especificar teste/fornecedor)

Anotações

O Comitê de Especialistas em CLDN18.2 é composto por alguns dos principais patologistas do mundo, incluindo Matteo Fassan, MD, PhD, Takeshi Kuwata, MD, PhD, Kristina A. Matkowskyj, MD, PhD, Christoph Röcken, MD, e Josef H. Rüschoff, MD. Os membros do comitê foram contratados como consultores remunerados por meio da Astellas Pharma Inc.

IHQ = Imuno-histoquímica